

# SMART BRAKES

Tryggt att köra  
framåt, bakåt  
bara om du vill

VAD FÅR JAG NÄR JAG  
BESTÄLLER IBROMS?

- 2 Smart Brakes
- Monteringsats
- 1 års garanti



## Checklista för att beställa

- Mät ramens rördiameter
- Välj rätt artikelnummer som passar till rätt ramdimension
- Beställ önskad Smart Brake



Välkommen att kontakta oss  
på telefon 0345 - 408 80  
eller [info@decon.se](mailto:info@decon.se)



Monteringsats i storleken som passar till ramdi-  
ameter:  $\varnothing 19$ ,  $\varnothing 20$ ,  $\varnothing 22$  och  $\varnothing 24$

## 1 VANLIG BROMS MED SPECIELLA FUNKTIONER



Inga bromsar aktiveras.  
Fri rörelse framåt och bakåt  
möjlig.



Bromsar aktiveras  
Ingen rörelse framåt och  
bakåt möjlig.



Bakåt bromsar aktiveras.  
Ingen rörelse bakåt möjlig.  
Obehindrad rörelse framåt.

### Bromsar som ger trygghet under körning!

Ifall du kör uppåt och bromserna är aktiverade så kan du inte rulla bakåt (Se figur C).  
Bromssystemet passar till rullstolar med ramdiameter:  $\emptyset 19$ ,  $\emptyset 20$ ,  $\emptyset 22$ ,  $\emptyset 24$  och  $\emptyset 25$ .

### Artikelnummer

Smart Brake A -  $\emptyset 19$ ,  $\emptyset 20$  och  $\emptyset 22$

DBR19-22

Smart Brake B -  $\emptyset 22$  och  $\emptyset 24$

DBR22-24